

## Trousse de prélèvement d'échantillons d'urine Aptima®

### Guide de procédures de prélèvement par la patiente

#### Pour les échantillons d'urine de femmes

*La patiente ne doit pas uriner pendant au moins 1 heure avant le prélèvement de l'échantillon.*



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.



Retirez le couvercle de collecte d'urine et placez-le à l'envers sur le comptoir.  
**NE TOUCHEZ PAS** l'intérieur du contenant avec vos doigts.



**NE NETTOYEZ PAS** l'orifice urinaire avec une lingette nettoyante.



Commencez à uriner dans le contenant de collecte.  
Arrêtez lorsque le contenant de collecte d'urine est rempli d'environ 20 à 30 ml.  
Ne remplissez pas le contenant.  
Terminez d'uriner dans la toilette.



Revissez fermement le couvercle et évitez de toucher à l'intérieur du contenant de collecte.  
Placez le contenant dans la zone désignée ou donnez-le à un membre du personnel médical.

# Trousse de prélèvement d'échantillons d'urine Aptima®

## Guide de procédures de prélèvement par le patient

### Pour les échantillons d'urine d'hommes

*Le patient ne doit pas uriner pendant au moins 1 heure avant le prélèvement de l'échantillon.*



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.



Retirez le couvercle de collecte d'urine et placez-le à l'envers sur le comptoir.  
**NE TOUCHEZ PAS** l'intérieur du contenant avec vos doigts.



**NE NETTOYEZ PAS** l'orifice du pénis avec une lingette nettoyante.



Commencez à uriner dans le contenant de collecte.  
Arrêtez lorsque le contenant de collecte d'urine est rempli d'environ 20 à 30 ml.  
Ne remplissez pas le contenant.  
Terminez d'uriner dans la toilette.



Revissez fermement le couvercle et évitez de toucher à l'intérieur du contenant de collecte.  
Placez le contenant dans la zone désignée ou donnez-le à un membre du personnel médical.

Hologic fournit ce guide de procédure de collecte à titre d'outil d'information générale seulement; il ne s'agit pas de directives ou d'une garantie de fonctionnement. Il incombe exclusivement aux professionnels de la santé et aux laboratoires de lire et de comprendre la notice d'accompagnement appropriée et de se conformer aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables.

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | 1.888.484.4747

DS-09716-901 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Aptima et les logos associés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Cette information est destinée aux professionnels de la santé aux États-Unis et ne doit pas avoir comme but de servir de sollicitation ou de promotion de produits lorsque de telles activités sont interdites. Puisque les documents Hologic sont distribués par l'intermédiaire de sites Web, de diffusions électroniques et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler les circonstances dans lesquelles sont partagés de tels documents. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays particulier, veuillez contacter votre représentant Hologic local ou écrire à [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).