

Aptima® 소변 표본 채취 키트 환자 채취 절차 가이드

여성 소변 검체의 경우

환자는 검체 채취 전 최소 1시간 동안 소변을 보지 말아야 합니다.



비누와 물로 손을 씻으십시오.



소변 채취 뚜껑을 제거하고 뚜껑을 카운터 위에 뒤집어 놓아둡니다.
컵 안쪽을 손가락으로 만지지 마십시오.



요도 구멍을 물티슈로 닦지 마십시오.



채취 컵에 소변을 보기 시작합니다.
소변 채취 컵이 약 20~30mL 가득 차면 중단합니다.
컵을 과도하게 채우지 마십시오.
변기에 배뇨를 마칩니다.



뚜껑을 다시 단단히 조이고 채취 컵 내부를 만지지 마십시오.
컵을 지정된 구역에 두거나 의료진에게 주십시오.

Aptima® 소변 표본 채취 키트

환자 채취 절차 가이드

남성 소변 검체의 경우

환자는 검체 채취 전 최소 1시간 동안 소변을 보지 말아야 합니다.



비누와 물로 손을 씻으십시오.



소변 채취 뚜껑을 제거하고 뚜껑을 카운터 위에 뒤집어 놓아둡니다.
컵 안쪽을 손가락으로 만지지 마십시오.



요도 구멍을 물티슈로 닦지 마십시오.



채취 컵에 소변을 보기 시작합니다.
소변 채취 컵이 약 20~30mL 가득 차면 중단합니다.
컵을 과도하게 채우지 마십시오.
변기에 배뇨를 마칩니다.



뚜껑을 다시 단단히 조이고 채취 컵 내부를 만지지 마십시오.
컵을 지정된 구역에 두거나 의료진에게 주십시오.

Hologic은 이 채취 절차 가이드를 일반적인 정보 제공 용도로만 제공하며, 이는 확정적인 지침이나 성능 보증이 아닙니다. 임상/실험실은 적절한 제품 설명서를 읽고 이해하며 해당 지역, 주 및 연방 규칙과 규정을 준수해야 할 전적인 책임이 있습니다.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747