

Kit de colheita de amostra de urina Aptima®

Guia de procedimentos de colheita de doentes

Para amostras de urina de mulheres

O doente não deve urinar durante pelo menos 1 hora antes da colheita da amostra.



Lave as mãos com água e sabão.



Retire a tampa de colheita de urina e coloque-a virada ao contrário na bancada.
NÃO TOCAR no interior do copo com os dedos.



NÃO LIMPAR a abertura urinária com um toalhete de limpeza.



Comece a urinar para o copo de colheita.
Pare quando o copo de colheita de urina estiver aproximadamente 20 a 30 ml cheio.
Não encha demasiado o copo.
Termine de urinar na sanita.



Volte a apertar bem a tampa e evite tocar no interior do copo de colheita.
Coloque o copo na área designada ou dê a um membro da equipa médica.

Kit de colheita de amostra de urina Aptima®

Guia de procedimentos de colheita de doentes

Para amostras de urina de homens

O doente não deve urinar durante pelo menos 1 hora antes da colheita da amostra.



Lave as mãos com água e sabão.



Retire a tampa de colheita de urina e coloque-a virada ao contrário na bancada.
NÃO TOCAR no interior do copo com os dedos.



NÃO LIMPAR a abertura peniana com um toalhete de limpeza.



Comece a urinar para o copo de colheita.
Pare quando o copo de colheita de urina estiver aproximadamente 20 a 30 ml cheio.
Não encha demasiado o copo.
Termine de urinar na sanita.



Volte a apertar bem a tampa e evite tocar no interior do copo de colheita.
Coloque o copo na área designada ou dê a um membro da equipa médica.

A Hologic fornece este guia de procedimentos de colheita apenas como uma ferramenta informativa geral; não é uma instrução oficial nem garantia de desempenho. É da exclusiva responsabilidade do médico/laboratório ler e compreender o folheto informativo pertinente e cumprir as regras e regulamentos locais, estatais e federais aplicáveis.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

DS-09716-601 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados. Hologic, Aptima e logótipos associados são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Hologic, Inc. e/ou das respetivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Estas informações destinam-se a profissionais médicos nos EUA e não se destinam a ser uma solicitação ou promoção de produtos quando tais atividades são proibidas. Uma vez que os materiais Hologic são distribuídos através de sites da Internet, eBroadcasts e feiras comerciais, nem sempre é possível controlar onde esses materiais aparecem. Para obter informações específicas sobre que produtos estão disponíveis para venda num país específico, contacte o seu representante Hologic local ou escreva para diagnostic.solutions@hologic.com.