

## Aptima® ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਟ

ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਈਡ

### ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।



ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਰੱਖੋ।  
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ **ਨਾ ਛੂਹੋ**।



ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ **ਨਾ ਕਰੋ**।



ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।  
ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿ.ਲੀ. ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਓ।  
ਕੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ।  
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ।



ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।  
ਕੱਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਓ।

# Aptima® ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਟ

## ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਈਡ

### ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।



ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਰੱਖੋ।  
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਛੂਹੋ।



ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ।



ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।  
ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿ.ਲੀ. ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਓ।  
ਕੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ।  
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ।



ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।  
ਕੱਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਓ।

Hologic ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇਨਸਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | 1.888.484.4747

DS-09716-3991 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। Hologic, Aptima ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਗੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Hologic, Inc. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਬੋਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Hologic ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Hologic ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com)।