

Aptima® 尿液样本采集套件

患者采集样本指南

对于女性尿液样本

在采集样本之前,患者至少1小时不应排尿。



用肥皂和水洗手。



取下尿液采集盖并将盖子倒置在台面上。
手指**不要触摸**到杯子的内部



不要用清洁湿巾**清洁**尿道口。



开始将尿液排到采尿杯中。
当采尿杯装了约 20 至 30 毫升尿液时停止采集。
不要将杯子装得过满。
将剩下的尿液排到马桶。



盖回盖子,将其拧紧,并小心不要碰到采集杯内部。
把杯子放在指定的区域或交给一名医务工作人员。

Aptima® 尿液样本采集套件

患者采集样本指南

对于男性尿液样本

在采集样本之前,患者至少1小时不应排尿。



用肥皂和水洗手。



取下尿液采集盖并将盖子倒置在台面上。
手指**不要触摸**到杯子的内部



不要用清洁湿巾**清洁**阴茎口。



开始将尿液排到采尿杯中。
当采尿杯装了约 20 至 30 毫升尿液时停止采集。
不要将杯子装得过满。
将剩下的尿液排到马桶。



盖回盖子,将其拧紧,并小心不要碰到采集杯内部。
把杯子放在指定的区域或交给一名医务工作人员。

Hologic 提供本采集指南,仅是用来告知信息;本指南不要求要一定按其操作或按其操作一定能保证采集性能。阅读和理解相应的包装说明书,并遵守适用的当地、州和联邦规章制度,这完全是临床医生/实验室的责任。

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747

DS-09716-401 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. 保留所有权利。Hologic、Aptima 以及相关徽标是 Hologic, Inc. 和/或其子公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。这些信息旨在提供给美国的医务人员,无意于在禁止产品招揽或促销活动区域作为此类活动的资料。Hologic 的资料是通过网站、网播和贸易展览分发的,因此有时无法控制此类资料会出现在哪些区域。若想了解有哪些产品在某个特定国家市售的具体信息,请联系您当地的 Hologic 代表,或发送电子邮件至: diagnostic.solutions@hologic.com。