

## Kit de recolección de muestras de orina de Aptima®

Guía del procedimiento de recolección para pacientes

### Para las muestras de orina de sexo femenino

*La paciente no debe orinar durante al menos 1 hora antes de la recolección de la muestra.*



Lávese las manos con agua y jabón.



Retire la tapa del recipiente de recolección de orina y colóquela boca abajo sobre la encimera.  
**NO TOQUE** el interior del envase con los dedos.



**NO LIMPIE** el orificio urinario con una toallita de limpieza.



Comience a orinar en el recipiente de recolección.  
Deténgase cuando recoja, aproximadamente de 20 a 30 ml de orina en el recipiente recolector.  
No llene demasiado el recipiente.  
Termine de orinar en el inodoro.



Vuelva a enroscar la tapa con fuerza y evite tocar el interior del recipiente recolector.  
Coloque el recipiente en el área designada o désela a un miembro del personal médico.

## Kit de recolección de muestras de orina de Aptima®

### Guía del procedimiento de recolección para pacientes

#### Para las muestras de orina de sexo masculino

*El paciente no debe orinar durante al menos 1 hora antes de la recolección de la muestra.*



Lávese las manos con agua y jabón.



Retire la tapa del recipiente de recolección de orina y colóquela boca abajo sobre la encimera.  
**NO TOQUE** el interior del envase con los dedos.



**NO LIMPIE** el orificio del pene con una toallita de limpieza.



Comience a orinar en el recipiente de recolección.  
Deténgase cuando recoja, aproximadamente de 20 a 30 ml de orina en el recipiente recolector.  
No llene demasiado el recipiente.  
Termine de orinar en el inodoro.



Vuelva a enroscar la tapa con fuerza y evite tocar el interior del recipiente recolector.  
Coloque el recipiente en el área designada o désela a un miembro del personal médico.

Hologic brinda esta guía del procedimiento de recolección como una herramienta informativa general únicamente; no es una indicación afirmativa ni una garantía de cumplimiento. Es responsabilidad exclusiva del médico clínico/laboratorio leer y entender el prospecto apropiado, y cumplir con las normas y regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | 1.888.484.4747

DS-09716-301 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, Aptima y los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Hologic, Inc., o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde dichas actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).