

## Kit ng Aptima® sa Pagkolekta ng Ispesimen ng Ihi Patnubay sa pamamaraan ng pagkolekta sa pasyente

### Para sa mga ispesimen ng ihi ng babae

*Dapat hindi ihi ang pasyente sa loob nang di bababa sa 1 oras bago ang pagkolekta ng ispesimen.*



Hugasan ang mga kamay mo gamit ang sabon at tubig.



Alisin ang takip ng pangkolekta ng ihi at ilagay nang nakabaligtad sa counter ang takip.  
**HUWAG HAWAKAN** sa loob ng lalagyan gamit ang mga daliri mo.



**HUWAG LINISIN** ang bukana ng ari ng pamunas na panlinis.



Simulan ang pag-ihing sa lalagyan ng ihi.  
Huminto kapag puno na ang lalagyan ng ihi nang humigit-kumulang 20 hanggang 30 mL.  
Huwag sobrahan ang laman ng lalagyan.  
Tapusin ang pag-ihing sa palikuran.



Isara nang mahigpit ang takip at iwasang hawakan ang loob ng lalagyan ng ihi.  
Ilagay ang lalagyan sa itinalagang lugar o ibigay sa isang miyembro ng medikal na kawani.

# Kit ng Aptima® sa Pagkolekta ng Ispesimen ng Ihi

Patnubay sa pamamaraan ng pagkolekta sa pasyente

## Para sa mga ispesimen ng ihi ng lalaki

*Dapat hindi ihi ang pasyente sa loob ng di bababa sa 1 oras bago ang pagkolekta ng ispesimen.*



Hugasan ang mga kamay mo gamit ang sabon at tubig.



Alisin ang takip ng pangkolekta ng ihi at ilagay nang nakabaligtad sa counter ang takip.  
**HUWAG HAWAKAN** sa loob ng lalagyan gamit ang mga daliri mo.



**HUWAG LINISIN** ang bukana ng ari ng pamunas na panlinis.



Simulan ang pag-ihing sa lalagyan ng ihi.  
Huminto kapag puno na ang lalagyan ng ihi nang humigit-kumulang 20 hanggang 30 mL.  
Huwag sobrahan ang laman ng lalagyan.  
Tapusin ang pag-ihing sa palikuran.



Isara nang mahigpit ang takip at iwasang hawakan ang loob ng lalagyan ng ihi.  
Ilagay ang lalagyan sa itinalagang lugar o ibigay sa isang miyembro ng medikal na kawani.

Ibinibigay ng Hologic ang patnubay sa pamamaraan ng pagkolekta na ito bilang pangkalahatang kasangkapang pang-impormasyon lamang; hindi ito apirmatibong tagubilin o garantiya ng pagganap. Tanging responsibilidad ng klinisyan/laboratoryo na basahin at unawain ang angkop na package insert at sumunod sa angkop na mga patakaran at regulasyon ng lokal, estado at pederal.

**hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | 1.888.484.4747**

DS-09716-10001 Rev. 003 © 2024 Hologic, Inc. Nakalaan ang lahat ng karapatan. Ang Hologic, Aptima at mga kaugnay na logo ay mga marka ng negosyo o trademark at/o nakarehistrong trademark ng Hologic, Inc. at/o ng mga subsidiyaryo nito sa Estados Unidos at/o sa ibang mga bansa. Ang impormasyong ito ay inilaan para sa mga medikal na propesyonal sa U.S. at hindi inilaan bilang solisistasyon o promosyon ng produkto sa kung saan ipinagbabawal ang mga nasabing aktibidad. Dahil ipinamimigay ang mga materyales ng Hologic sa pamamagitan ng mga website, eBroadcast at mga tradeshow, hindi palaging posible na makontrol kung saan lalabas ang mga nasabing materyales. Para sa partikular na impormasyon sa kung anong mga produkto ang maaaring itinda sa partikular na bansa, mangyaring kontak ang iyong kinatawan ng Hologic o sumulat sa **diagnostic.solutions@hologic.com**.