

## Aptima® 尿液檢體採集套組

### 患者採集程序指南

#### 適用於女性採集尿液檢體

在採集檢體前至少 1 小時內，患者不應排尿。



以肥皂和清水洗淨雙手。



取下尿液採集杯杯蓋，將其翻過來放在台面上。  
**請勿**讓手指**碰觸**到杯子內部



**請勿**以清潔棉片**清潔**尿道口。



開始排尿至採集杯內。  
當尿液採集杯達到約 20 到 30 毫升滿時，停止採集。  
請勿讓採集杯集尿過滿。  
將餘尿排到馬桶內。



將杯蓋蓋回並旋緊，同時不要碰觸到採集杯內部。  
將採集杯放在指定區域，或交給一名醫務工作人員。

# Aptima® 尿液檢體採集套組

## 患者採集程序指南

### 適用於男性採集尿液檢體

在採集檢體前至少 1 小時內，患者不應排尿。



以肥皂和清水洗淨雙手。



取下尿液採集杯杯蓋，將其翻過來放在台面上。  
**請勿讓手指碰觸到杯子內部**



**請勿**以清潔棉片清潔陰莖口。



開始排尿至採集杯內。  
當尿液採集杯達到約 20 到 30 毫升滿時，停止採集。  
請勿讓採集杯集尿過滿。  
將餘尿排到馬桶內。



將杯蓋蓋回並旋緊，同時不要碰觸到採集杯內部。  
將採集杯放在指定區域，或交給一名醫務工作人員。

Hologic 提供本採集程序指南，僅作提供一般資訊之用；該指南並非確然性質之指示或採集性能之保證。臨床醫師/實驗室須負起閱讀和了解合適仿單之全責，並遵從適用之當地、州府和聯邦的規定和法規。

[hologic.com](http://hologic.com) | [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com) | 1.888.484.4747